

INSULINA CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO (CURVA 6 PUNTI)

Sigla test: **CRINS**

Codice SISS: 0090285

Metodo analitico: ECLIA

Significato clinico: Viene utilizzata parallelamente alla curva da carico di glucosio da 75 g per valutare la risposta secretiva del pancreas.

Strumento: COBAS 6000 E601 MODULE

Unità di misura: mUI/L

Valori di riferimento: Basale:2,6 - 25; Dopo 30 minuti Non applicabile Dopo 60 minuti Non applicabile Dopo 90 minuti Non applicabile Dopo 120 minuti Non applicabile Dopo 180 minuti Non applicabile

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 3 mL

Tappo provetta/contenitore: Rossa grande

Volume provetta/contenitore: 6 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 2

Modalità di conservazione e trasporto (solo per enti esterni):

Centrifugare entro 3 ore dal prelievo e separare il siero. Se consegnato entro 8 ore il siero può essere conservato a 2 – 8°C.

Informazioni aggiuntive: n.d.

sinonimi: Curva insulinemica

Data aggiornamento: 22/06/2023

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."