

## Laboratorio clinico di base H San Raffaele Resnati Srl – First Clinic, via Santa Croce 10/a, 20122 Milano $N^\circ$ Tel.: 02.5818.7534

## **AMILASI TOTALE - SIERICA**

Sigla test: AMS

Codice SISS: 0090064.01

Metodo analitico: Enzimatico colorimetrica (PNFMALTOEPTOSIDE)

Variabilità biologica individuale (%): 6.8 %

Significato clinico: Incremento dei valori di a-amilasi sono indici di patologia pancreatica.

Strumento: COBAS PRO c503

Unità di misura: U/L

Valori di riferimento: 28 - 100

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 2.5 mL

Tappo provetta/contenitore: Gialla con separatore

Volume provetta/contenitore: 3.5 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto:

Se prelevato in provetta con separatore di siero, il campione, tappato e centrifugato entro 1 - 2 ore dal prelievo, può essere conservato fino a 24 ore e trasportato a temperatura ambiente. La refrigerazione a 2 – 8°C estende la stabilità del campione a 5 giorni.

Informazioni aggiuntive: n.d.

sinonimi: Diastasi

Data aggiornamento: 17/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."