

GLUCOSIO DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO in gravidanza (3 punti)

Sigla test: GLU75

Codice SISS: 0090264

Metodo analitico: Esochinasi-G6PD

Variabilità biologica individuale (%): n.d.

Diagnosi di diabete gestazionale.

Strumento: COBAS PRO c503

Unità di misura: mg/dL

Valori di riferimento: Glucosio Basale: <92; Dopo 60 minuti: <180; Dopo 120 minuti: <153

Tipo campione: Plasma fluoruro

Volume minimo campione: 1 mL

Tappo provetta/contenitore: Grigia (Sodio Fluoruro + Potassio Ossalato)

Volume provetta/contenitore: 2 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto:

Utilizzare monoiodoacetato o sodio fluoruro – potassio ossalato come stabilizzanti: il campione non centrifugato è stabile 48 ore a temperatura ambiente

Informazioni aggiuntive: n.d.

sinonimi: Curva da carico in gravidanza

Data aggiornamento: 25/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica".