

Laboratorio clinico di base H San Raffaele Resnati Srl – First Clinic, via Santa Croce 10/a, 20122 Milano N° Tel.: 02.5818.7534

POTASSIO - SIERICO

Sigla test: KAL

Codice SISS: 0090374.01

Metodo analitico: ISE Potenziometria indiretta

Variabilità biologica individuale (%): 3.9 %

Significato clinico: Studio e monitoraggio del bilancio idro-elettrolitico.

Strumento: COBAS PRO c503

Unità di misura: mmol/L

Valori di riferimento: 3.5 - 5.0

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 3 mL

Tappo provetta/contenitore: Gialla con separatore

Volume provetta/contenitore: 4 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto:

Se prelevato in provetta con separatore di siero, il campione, tappato e centrifugato entro 1 - 2 ore dal prelievo, può essere conservato fino a 24 ore e trasportato a temperatura ambiente. La refrigerazione a 2 – 8°C estende la stabilità del campione a 5 giorni.

Informazioni aggiuntive: T.A.T. esito pronto 60' per richieste urgenti Day Surgery

sinonimi: K Kalemia

Data aggiornamento: 25/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica".