

SODIO urinario

Sigla test: NAUR

Metodo analitico: ISE

Significato clinico: Studio e monitoraggio del bilancio idro-elettrolitico

Strumento: COBAS PRO C503

Unità di misura: mmol/24h

Valori di riferimento: 40 – 220

Tipo campione: Urine

Volume minimo campione: 10 mL

Tappo provetta/contenitore: Contenitore urine 24h

Volume provetta/contenitore: 2500 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto: Urine stabile 5 giorni a temperatura ambiente.

Informazioni aggiuntive: Raccolta urine delle 24 ore. Scartare la prima minzione del mattino, (inizio raccolta) e raccogliere in un contenitore adeguato tutte le successive minzioni compresa quella del mattino seguente (fine raccolta) conservare a temperatura ambiente

Data aggiornamento: 07/10/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."