

Laboratorio clinico di base H San Raffaele Resnati Srl – First Clinic, via Santa Croce 10/a, 20122 Milano N° Tel.: 02.5818.7534

TRIGLICERIDI - SIERICI

Sigla test: TRIG

Codice SISS: 0090432

Metodo analitico: Enzimatico - colorimetrico Variabilità biologica individuale (%): 19.8 %

Significato clinico: I trigliceridi costituiscono un fattore di rischio per le patologie coronariche; livelli molto

elevati sono implicati nella patogenesi della pancreatite acuta.

Strumento: COBAS PRO c503

Unità di misura: mg/dL

Valori di riferimento: valori attesi < 150

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 2.5 mL

Tappo provetta/contenitore: Gialla con separatore

Volume provetta/contenitore: 3.5 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto:

Se prelevato in provetta con separatore di siero, il campione, tappato e centrifugato entro 1 - 2 ore dal prelievo, può essere conservato fino a 24 ore e trasportato a temperatura ambiente. La refrigerazione a 2 – 8°C estende la stabilità del campione a 5 giorni.

sinonimi: n.d.

Data aggiornamento: 29/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica".