

CREATININA – urine 2 ore

Sigla test: **CREAU2**

Codice SISS: 0090163.02

Metodo analitico: Picrato cinetico

Variabilità biologica individuale (%): n.d.

Significato clinico: I livelli urinari di creatinina sono indicatori della funzionalità glomerulare. I livelli di creatinina nei drenaggi sono utili al clinico per valutare la natura del versamento oggetto di drenaggio. La creatinina su urine dopo fine turno lavorativo viene utilizzata per normalizzare alcuni indicatori di esposizione professionale.

Strumento: COBAS PRO c503

Unità di misura: g/L

Valori di riferimento: 0.6 – 1.8

Tipo campione: Urine

Volume minimo campione: 10 mL

Tappo provetta/contenitore: Cont. Urine tappo rosso

Volume provetta/contenitore: 100 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto: Stabile 5 giorni a 2 - 8°C

Informazioni aggiuntive: n.d.

Data aggiornamento: 24/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."