

## **pro-BNP (NT - Pro-peptide natriuretico tipo B)**

Sigla test: **PROBNP**

Codice regionale: 0090368

Variabilità biologica individuale (%): n.d. %

Metodo analitico: ECLIA

Significato clinico: La determinazione del NH2- terminale precursore dell'ormone natriuretico cerebrale rappresenta un utile strumento per la diagnosi/monitoraggio dello scompenso cardiaco.

Strumento: COBAS PRO e801

Unità di misura: pg/mL

Valori di riferimento: Maschi da 0 a 50 anni fino a 88 > 50 anni fino a 227 Femmine da 0 a 50 anni fino a 153 > 50 anni fino a 334

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 2 mL

Tappo provetta/contenitore: Gialla con separatore

Volume provetta/contenitore: 2.5 ml

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto: Se consegnato entro 8 ore dal prelievo il campione (non centrifugato) può essere conservato e trasportato a temperatura ambiente (20 - 25°C). Per tempi di conservazione fino a 48 ore è necessario separare il siero e conservare e spedire il campione a 2 – 8°C.

Informazioni aggiuntive: N.D.

sinonimi: N.D.

Data aggiornamento: 25/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica".