

**PREPARAZIONE  
RACCOLTA URINE 24 ORE  
PER IL DOSAGGIO DELLE CATENE LEGGERE  
KAPPA E LAMBDA LIBERE E LEGATE  
PROTEINA DI BENICE JONES**

**cod. S 50  
data 09/03/2020  
rev. 8**

*Gentile Signora/e,*

*La informiamo che per eseguire questo esame è importante attenersi alle istruzioni riportate di seguito.*

**PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA**

- Utilizzare l'apposito contenitore per la raccolta urine 24 ore reperibile in farmacia.
- Ritirare presso la Sala prelievi il conservante da inserire nel contenitore.
- Durante la raccolta evitare di esporre il contenitore alla luce e a temperature superiori ai 10° C.

**Avvertenze**

Il conservante contiene Sodio Azide 15 g/L in NaOH 4N

- Non lasciare il contenitore alla portata dei bambini.
- Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
- In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, togliere eventuali lenti a contatto se agevole farlo, continuare sciacquare e rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.
- Non ingerire. In caso di ingestione accidentale rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.
- In caso di accesso in Pronto Soccorso portare con sé la presente preparazione ed esibirla al personale dell'assistenza.

**RACCOLTA CAMPIONE**

1. inserire il conservante all'interno del contenitore di raccolta
2. scartare la prima minzione del mattino
3. alle ore 7.00 inizio raccolta, raccogliere nel contenitore tutte le successive minzioni compresa quella del mattino seguente (sempre alle ore 7.00 fine raccolta)

**CONSEGNA CAMPIONI**

Il contenitore, con l'intera raccolta urinaria, deve essere consegnato negli orari di apertura della Sala Prelievi.

Compilazione	Verifica	Approvazione
Direzione di Laboratorio Dott.ssa Laura Soldini	Assicurazione Qualità Sicurezza Ambiente Dott.ssa Stefania Fazzone	Direzione Sanitaria Dott. Gabriele Pellicciotta