

CALCIO – urine 2h

Sigla test: **CAURI2**

Codice SISS: 0090114.03

Metodo analitico: OCP-Complessone

Variabilità biologica individuale (%): n.d. %

Significato clinico: Un'aumentata escrezione urinaria di calcio si osserva nell'iperparatiroidismo, nell'ipervitaminosi D, negli stati di acidosi e nell'ipercalcemia idiopatica. Una diminuita escrezione di calcio si osserva nell'ipoparatiroidismo, nella deficienza cronica di vitamina D, nella nefrite cronica e nella sindrome di Fanconi.

Strumento: COBAS PRO C503

Unità di misura: mmol/24h

Valori di riferimento: 2.0-10.0

Tipo campione: Urine

Volume minimo campione: 10 mL

Tappo provetta/contenitore: Contenitore urine Monovette tappo giallo (8-10 mL)

Volume provetta/contenitore: n.d.

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto: Stabile 8 ore a temp. ambiente, se acidificata (pH < 2) stabile 4 giorni a 2 - 8°C.

Informazioni aggiuntive: Raccolta urine delle 2 ore. Scartare la prima minzione del mattino, registrare l'ora; 1 ora dopo bere 200 mL di acqua oligominerale (1 bicchiere di acqua); 1 ora dopo raccogliere l'urina ed eseguire il prelievo per calcio e creatinina nel siero.

Data aggiornamento: 22/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."