

PARATORMONE

Sigla test: **PARAT**

Codice regionale: 90355

Metodo analitico: ECLIA

Variabilità biologica individuale (%): 14.70%

Significato clinico: Ormone ipercalcioionizzante. Valori elevati di Paratormone si riscontrano nell'iperparatiroidismo.

Strumento: COBAS PRO e801

Unità di misura: pg/mL

Valori di riferimento: 15 – 65

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi)

Tipo campione: Plasma EDTA

Volume minimo campione: 2.5 ml

Tappo provetta/contenitore: Viola piccola EDTA K2

Volume provetta/contenitore: 3.5 ml

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 2

Modalità di conservazione e trasporto: Se consegnato entro 8 ore dal prelievo il campione può essere conservato e trasportato a temperatura ambiente (< 25°C). Il siero separato è stabile 4 giorni a 2 – 8°C.

Informazioni aggiuntive: N.D

Sinonimi: PTH

Data aggiornamento: 25/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica".