

PROTEINE TOTALI - Urinarie

Sigla test: **PROUR**

Codice SISS: 0090385

Metodo analitico: colorimetrico

Variabilità biologica individuale (%): 5 %

Significato clinico: In condizioni normali nelle urine si ritrovano solo piccole quantità di proteine, comprese in genere fra 0.040 e 0.080 g/24 ore. Queste proteine sono la risultante tra gli eventi di filtrazione attraverso i glomeruli renali e quelli di riassorbimento e secrezione tubulare. Ogni situazione di alterazione di questi equilibri porta ad incrementi dell'escrezione urinaria di proteine.

Strumento: COBAS PRO c503

Unità di misura: g/24h

Valori di riferimento: 0.0 – 0.15

Tipo campione: Urine

Volume minimo campione: 10 mL

Tappo provetta/contenitore: Cont. Urine 24h

Volume provetta/contenitore: 2500 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto: I campioni devono essere conservati e trasportati in contenitori refrigerati alla temperatura di +2 - 8°C entro 12/24 ore dalla raccolta.

Informazioni aggiuntive: Raccolta urine delle 24 ore. Scartare la prima minzione del mattino, (inizio raccolta) e raccogliere in un contenitore adeguato tutte le successive minzioni compresa quella del mattino seguente (fine raccolta) conservare a temperatura ambiente.

Sinonimi: Proteinuria

Data aggiornamento: 07/10/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica".